

ULTRAMULTI
6in1 Multifunkcionális Bőrápoló Készülék
Használati Utasítás



ELKONcosmetic Kft.

Felhasználás:

Bőrtáplálás

Feszítés, lifting

Bőrfiatalítás, ránctalanítás

Akne-kezelés, pigmentfolt halványítás

Arcra, testre, minden bőrtípusra alkalmazható.

Termékleírás

A Multifunkcionális Bőrápoló Készülék az arc és a test minden napi kezelésére alkalmas. Hatékonyan alkalmazható a bőrfiatalítás, feszesítés, lifting, halványítás, ránctalanítás, anti-aging, bőrmegújítás, pórusösszehúzás területén, továbbá fokozza a bőr rugalmasságát, valamint a kozmetikai készítmények felszívódását. A készülékben megtalálható az elektroporáció, rádiófrekvencia, LED fényterápia, ultrahang, galván mikro áram, pozitív-negatív ionterápia. Tartalmaz 2 pár bipoláris elektródát, 9db LED lámpát, 1 db ultrahangos kezelőfejet. A kezelés alatt kellemes hőfokra melegszik, mely segíti a felhasználó relaxációját. Látható sérülés vagy fájdalom nem keletkezik a készülék használata során. Megfelelő kozmetikai készítmény (krém, zselé, szérum) használata szükséges. A készülék segítségével hatékonyabban szívódik fel a bőrben felhasznált készítmény. Napi 10 perc kezelés hozzájárul a bőr feszes, sima és fiatalos állapotának megőrzéséhez.

A készülékkel az alábbi 6 különböző kozmetikai kezelés végezhető:

- 1. Rádiófrekvencia:** serkenti a kollagén termelődést
A rádiófrekvenciás kezelés során a hő hatására nő a szövetek rugalmassága, az irharéteg tömörsége fokozódik. A kezelőfej hőt közvetít, melynek következtében a bőr kellemesen felmelegszik. A kezelés stimulálja a kollagén termelést, feltölti a ráncokat, hegeket kisimíthatja. A rádiófrekvenciás energia hatására nő a bőr rugalmassága, az arckontúr feszesebbé válik. A kezelés biztonságos, megbízható és nem okoz kárt a bőrben.
- 2. Elektroporáció:** a kezelésnek köszönhetően megnő a szövetek áteresztő képessége, a hidrofil molekulák a sejtek belsejébe juthatnak. A bőr mélyebb rétegeibe juttatható kollagén, hialuronsav és más hatóanyagok.. A kezelést széles körben alkalmazzák a szépségiparban, kombinálva a kínai akupunktúrával, különösen a cellulit kezelése és karcsúsítás során. Használjunk a bőrtípusnak és a kezelendő problémának megfelelő kozmetikai készítményeket.

3. **Ultrahang:** Az arcon alkalmazva mikromasszázs hatást hoz létre, javítva a helyi vér- és nyirokkeringést. Növeli a sejtek permeabilitását, a szöveti anyagcserét. Regenerálja, puhítja a bőrt, stimulálja az idegrendszert és a sejtfunkciókat, így a kezelt felület rugalmasabbá és ragyogóvá válik.
4. **Masszázs funkció:** a rezgő masszázs segítségével egy fárasztó nap után megnyugtathatjuk az idegrendszert. Ennek a funkciónak a fő feladata a vérkeringés fokozása, az anyagcsere gyorsítása, ezáltal a bőr feszebbé, élettélivé válik. Hagyományos arctisztítás során csak a bőrfelszínről tudjuk a szennyeződések eltávolítani, a pórusokban lerakódott olajos szennyeződésektől sokkal nehezebb megszabadulni. A multifunkcionális bőrápoló készülék segítségével maradéktalanul eltávolíthatunk minden lerakódást. A percenként 8500 rezgés teljes mélytisztítást végez a bőrön.
5. **LED fényterápia:** fertőtlenítés, kollagén túlműködés kezelése
A készülékben alkalmazott fény a bőrre ártalmatlan. Szuper erős vörös fény (620nm hullámhossz) eléri bőr mély rétegét, ezáltal fokozza a vérkeringést és a kollagén regenerációját, rugalmasabbá és simává teszi a bőrt. Alkalmas a petyhüdt, ráncos bőr kezelésére.
Zöld fény (520nm) pigmentációs rendellenességek, szeplők, időskori hiperpigmentáció kezelésére, halványítására. A zöld fény gátolja a melanin termelést, javítja az általános bőrképet.
Kék fény (465nm) elpusztítja a baktériumokat, javítja a vérkeringést, hatékony gyulladáscsökkentő.
Sárga fény (590nm) meleg fény, az ideg- és a nyirokrendszert serkenti, az immunrendszert stimulálja. Az érzékeny bőrre nyugtató hatású.
Rózsaszínű fény (700nm) a bőr mély rétegeiben fejti ki hatását, serkenti a vérkeringést. Elősegíti a bőrápoló készítmények teljes felszívódását. Használható pigment foltok halványítására, a sötétebb bőrtípus esetén is.
6. **Galván mikro áramos kezelés**
Természetes és biztonságos módja a bőr állapotának optimalizálására. Az aktív hatóanyagokat a mikro áram segítségével juttatja be a szövetekbe. A pozitív ion kivezeti a fém- és egyéb ártalmas ionokat a testből. A negatív ion a kezeléshez használt kozmetikai készítmények tápanyagait juttatja be a bőr mélyebb rétegeibe.

1. Ultrahang és galván fej
2. LCD kijelző
3. Funkció választó
4. Be/Ki kapcsoló
5. Galván kontakt elektróda
6. Intenzitás választó
7. Jelző lámpa
8. USB töltő csatlakozó
9. LED
10. EMS és RF fej



A készülék üzemeltetése:

1. Töltés: A készülék 500 mA 5V adapterrel vagy PC számítógéppel tölthető fel. Csatlakoztassa a töltő állványt a PC-hez. A piros fény világít. Ekkor helyezze a készüléket az állványba. Amikor teljesen feltöltődött, az akkumulátort jelző ábra telítettet mutat, nem villog tovább az LCD kijelzőn.
2. Nyomja meg hosszan a Power gombot (2másodpercig). Először a kívánt funkciót kell beállítani. Funkció beállítás: hosszan nyomja meg a MODE gombot, majd az ismételt rövid gombnyomásokkal kiválaszthatja a keresett funkciót. Eközben az LCD kijelző villog. A H/L gomb rövid megnyomásával választhatja ki a funkcióhoz használni kívánt erősségi szintet. A legalacsonyabb erősségi szint kiválasztásával az adott funkció használata befejeződik.
3. A funkciók kombinálhatók egymással, együtt is beállíthatók a különböző bőrtípusoknak vagy szükséges kezelésnek megfelelően. A felhasználó beállíthatja kiválasztott funkciónak megfelelő fokozatot. (Ultrahang+masszázs, LED + Elektroporáció+RF, Masszázs+LED)

4. A beállítás után 10 másodperccel a készülék automatikusan memorizálja a kiválasztott funkciót. 10 perc után a készülék működése automatikusan leáll. A következő bekapcsolás alkalmával az utolsó beállított funkció jelenik meg a kijelzőn.

LED lámpa funkció és használata (MODE gombbal PHOTON kiválasztása)

1. PHOTON üzemmód kiválasztása után egyszer nyomja meg a H/L gombot, ekkor a piros fény világít. A 620nm hullámhossz eléri bőr mélyebb rétegét, ezáltal fokozza a vérkeringést és a kollagén regenerációját, rugalmasabbá és simává teszi a bőrt. Alkalmas a petyhüdt, ráncos bőr kezelésére.
2. A H/L gombot másodszor megnyomva a zöld fény világít. Gátolja a melanin termelést, halványít.
3. A H/L gombot harmadszor megnyomva kék fény gyullad fel. (465nm) elpusztítja a baktériumokat, javítja a vérkeringést, hatékony gyulladáscsökkentő.
4. A H/L gombot negyedszer megnyomva sárga fény világít. (590nm) Az ideg- és a nyirokrendszert serkenti, az immunrendszert stimulálja. Az érzékeny bőrre nyugtató hatású.
5. A H/L gombot ötödször megnyomva rózsaszín fény világít. (700nm) Használható pigmentfoltok halványítására, sötétebb bőrtípus esetén is.
6. 6A H/L gombot hatodszor megnyomva a rózsaszín fény villog. Serkenti a vérkeringést és elősegíti a bőrpoló készítmények teljes felszívódását. A kezelés végén nyomjuk meg a H/L gombot hetedszer, így a LED világítás kikapcsol.

Helyes a működtetés:

A készülék kezelőfeje teljes mértékben érintkezzen a kezelendő bőrfelülettel.

A készülék használata:

1. Vízbázisú zselé/krém szükséges
2. Kezelés előtt tisztítsuk le a bőrt
3. A kezelőfejet folyamatosan mozgassuk a bőrön a kezelés alatt
4. A kezelés fokozatának beállításakor a kisebb erősségtől haladjunk a nagyobb felé, amíg a bőr kellemesen felmelegszik. Vigyázzunk, hogy ne legyen túl meleg a kezelőfej.
5. A szemkörnyék kezelése során mindig alacsonyabb fokozatot használjunk.

Helytelen a működtetés:

A kezelőfej nem érintkezik megfelelően a bőrfelülettel.

Biztonsági előírások

1. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást. A készüléket ennek megfelelően használja.
2. Használat során kövesse a leírtakat.
3. Ne szedje szét a készüléket, hiba esetén vigye szakszervizbe.
4. A készüléket csak a használati utasításban leírt céloknak megfelelően használja.
5. Ne használja és ne tárolja magas hőmérsékleten vagy párás helyen, mint pl fürdőszoba, direkt napsugárzás, illetve tűz közelében. Áramütés vagy tűz keletkezésének elkerülése érdekében ne tegye a készüléket magas hőmérsékletű berendezés közvetlen közelébe.
6. Ne tegye ki a készüléket nedvességnek, hogy elkerülje a rövidzárlat vagy áramütés lehetőségét.
7. Tartsa távol gyermekektől a készüléket. 18 évesnél fiatalabb személy csak felügyelet mellett használhatja.
8. Várandós nők, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők nem használhatják a Multifunkcionális Bőrápoló Készüléket.
9. Bőrbetegséggel szintén nem használható a készülék.

Figyelmeztetések:

1. A készülék túlmelegedése esetén ne folytassa a kezelést.
2. Ügyeljen, hogy ne ejtse le, ne ütögesse a készüléket.
3. A kezelés közben folyamatosan alkalmazzon a bőrtípusnak megfelelő szérumot vagy krémet. Egyszerre csak kis mennyiségű készítményt vigyen fel a bőrre, szükség esetén apránként adagolja a kozmetikumokat.
4. Amennyiben a vezeték sérült, kérjük, ne használja a készüléket, hanem vigye szakszervizbe.
5. Ellenjavallatok: szívbetegség, láz, rák, nyílt seb, alacsony/magas vérnyomás, pacemaker, bőrbetegség, lázas állapot, napégette bőr, túlérzékeny bőr.

Termékspecifikáció és csomagolás

Termék megnevezése: Multifunkcionális Bőrápoló Készülék	
Modell: 9901	Bemeneti feszültség: DC5V
Töltési idő: 3,5 óra	Töltési energia: 2,5 W
Felhasználási energia: max. 5W	Stand by idő: 40 nap
Rezgésszám: 8600rpm	Elem kapacitás: 750mAh
Működési idő: 10 perc	Nettó súly: 298g
Méret: 165x45x46mm	Csomagolás mérete: 215x150x85mm

A készüléket importálja és forgalmazza:

ELKONcosmetic Kft. H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.
Telefon/fax: (+36)-28-472 129 Web:www.elkon.hu
Email:elkon@elkon.hu

ERKON cosmetic Kft.