

LZ6075-SK0802 (Home) Thermo Hideg-Meleg arcvasaló Használati utasítás

Használat:

1. A készülék közepén található Power gombbal kapcsolja be a készüléket. Az alsó, nap jelű gombbal elindul a kezelőfej felmelegedése. A Heat/waiting jelzés villog a kijelzőn, amíg a felmelegedés tart. A melegítés során a pórusok kitágulnak, az anyagcsere felgyorsul, ezáltal megnő a bőr hatóanyag felvevő képessége.
2. A hópihe (felső) gomb megnyomásával válthatunk a hideg vasalás funkcióra. A kezelés során a hideg hatására a pórusok összehúzódnak, a bőr pirossága néhány perc alatt elmúlik.

Kezelés előtt alaposan tisztítsuk meg a bőrt. Vigyük fel a bőrtípusnak megfelelő krémet. Ügyeljünk a felhasznált krém mennyiségére, hogy a készülék fejrészén található szellőző résekbe semmiképp ne kerüljön!!!
A bőr kezelését lassú, körkörös mozdulatokkal végezzük. Belülről kifelé, felülről lefelé haladjunk. Ne tartsuk a kezelőfejet egy helyben. Hetente 2-3 alkalommal használjuk a készüléket ugyanazon a bőrfelületen.

Ion + kezelés:

A kezelés hatására a pórusok könnyen tisztíthatóvá válnak. A megtisztított bőrt kenjük be a megfelelő arctisztítóval és kb. 3 percig végezzünk körkörös mozdulatokkal kezelést.

Ion – kezelés:

A tápanyagok felszívódását fokozhatjuk ezzel a funkcióval. Folyékony vagy zselés (vízbázisú) hatóanyagot vigyük fel a letisztított bőrre. Az Ion- gomb megnyomása után 3 percig végezzünk körkörös mozdulatokat a kezelendő felületen. A kezelés önmagában, illetve a melegítés funkcióval együtt is végezhető.

A meleg-hideg vasalást váltakozva is használhatjuk egy kezelés során:

Frissítő kezelés: 3 perc meleg, 1 perc hideg, 3 perc meleg, 1 perc hideg, 3 perc meleg vasalás.

Rugalmasságot fokozó kezelés: 8 perc meleg, 2 perc hideg vasalás.

Hidratációt növelő kezelés: 6 perc meleg, 2 perc hideg, 3 perc meleg, 2 perc hideg vasalás.

Ne használja a készüléket az alábbi esetekben:

- pacemaker
- terhesség, szoptatás, menzesz
- allergiás dermatitis, más allergia
- bőrgyulladás
- vágott sebek
- plasztikai műtési területek
- szemhéj
- lázas állapot

Figyelmeztetések:

- 12 évesnél fiatalabb gyermek ne használja a készüléket
- más célra ne használja a készüléket
- csak a készülék töltőjét használja, ne használjon hosszabbítót
- kövesse a használati utasításban szereplő használati módot és időt.

A készülék 15 perc használat után automatikusan kikapcsol.

Forgalmazza: **ELKON cosmetic Kft.**

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Web: www.elkon.hu

Email: elkon@elkon.hu

Tel: [+36-28-472129](tel:+3628472129)

Mobil: [+36-70-9492198](tel:+36709492198)