

**D-8060 (home)**  
**ULTRAHANG + HIDEG VASALÓ**  
*Használati utasítás*

**Figyelmeztetések:**

- 12 évesnél fiatalabb gyermek ne használja a készüléket
- más célra ne használja a készüléket
- a készülék ne legyen hálózati áramhoz csatlakoztatva használaton kívül
- ne törje meg a hálózati kábelt
- csak a készülék töltőjét használja, ne használjon hosszabbítót
- tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól (pl. spray)
- nedves kézzel soha ne használja a készüléket
- ne használja és ne tárolja a készüléket nedves, nagy páratartalmú helyiségben
- soha ne merítse víz alá a gépet
- csak a teljesen száraz készüléket csatlakoztassa hálózati áramforráshoz
- amennyiben a készülék burkolata megrepedt, ne használja tovább
- kizárólag eszközfertőtlenítőt használjon a gép tisztításához
- kövesse a használati utasításban szereplő használati módot.

**Használat:**

**1. ULTRAHANG**

A kezelés során percenként 1 millió vibrálás (1Mhz) történik a kezelőfejben, melynek hatására a hatóanyagok a bőr mélyebb rétegeibe is eljutnak.

A készülék bekapcsolása az **SONIC** gomb egyszerű megnyomásával történik.

Kezelés előtt alaposan tisztítsuk meg a bőrt. Vigyük fel a bőrtípusnak megfelelő krémet vagy zselét.

A bőr kezelését lassú, körkörös mozdulatokkal végezzük. Belülről kifelé, felülről lefelé haladjunk. Ne tartsuk a kezelőfejet egy helyben. A **VOL** gomb ismételt lenyomásával változtathatjuk a rezgésszám intenzitását ( **L** = alacsony, **M** = közepes, **H** = magas intenzitás). A teljes arc felületén ne használjuk a készüléket alkalmanként 10 percnél tovább.

A készülék kikapcsolásához ismét nyomjuk meg a **SONIC** gombot.

**2. HIDEG VASALÓ**

A **COLD** gomb megnyomásával válthatunk az ultrahang funkcióról a hideg vasalás funkcióra. A kezelés célja a pórusok összehúzása, nyugtatás, valamint az előzőleg bejuttatott hatóanyagok bezárása a bőrbe (hatóanyagcsapda).

A készülék hópihével jelölt oldalával végezzük a hideg vasalást. A kezelést szintén lassú, körkörös mozdulatokkal végezzük, néhány percig.

A kezelés végén ismét nyomjuk meg a **COLD** gombot, így a készülék kikapcsol.

Forgalmazza: **ELKON cosmetic Kft.**

Web: [www.elkon.hu](http://www.elkon.hu)

Email: [elkon@elkon.hu](mailto:elkon@elkon.hu)

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Tel: [+36-28-472129](tel:+3628472129)

Mobil: [+36-70-9492198](tel:+36709492198)