

ULTRAHANG + RF KM860 (home) HASZNÁLATI UTASÍTÁS



A készülék az ultrahang és a rádiófrekvenciás kezelés kombinálására alkalmas. Hatékonyságát Japánban tesztelték szépségszalonokban.

Hatásai:

- jótékonyan hat a bőr tónusára
- hatására az apró ráncok kevésbé látszanak
- a bőr visszanyeri rugalmasságát
- javítja az arc- és testkontúrt

Ultrahang:



A készülékkel ultrahang segítségével zsírban és vízben oldódó hatóanyagokat juttathatunk be a bőr mélyebb rétegeibe. A kezelés során percenként 1 millió vibrálás (1Mhz) történik a kezelőfejben, melynek hatására javul a sejtek anyagcseréje és oxigénellátása, a ráncok mélysége csökken. A salakanyagok és bomlástermékek elszállítása javul.

Rádiófrekvencia:

A rádiófrekvenciás hullámok energiája a készülék működése közben mozgási energiává alakul. A pólusok által kibocsátott elektromágneses impulzusok hatására a szöveteket alkotó molekulák egymáshoz ütköznek, ami hőenergia keletkezésével jár. A bőr-, illetve a zsírszövetek kezelésére éppen ezt a keletkező hőt használja fel az eljárás. Az elektromágneses hullámok jobban terjednek a vízben, mint a levegőben, ezért a pólusok és a bőr közötti területen vizes bázisú kontakt gélt használunk. Az eljárás során keletkező hő függ az energiát kibocsátó pólusok számától, valamint attól, hogy az elektromágneses hullámok milyen típusú szövetekben terjednek. A rádiófrekvenciás hullámok nagy előnye, hogy a bőr mélyebben fekvő rétegeit, az írhát és a bőralját is képesek felmelegíteni, és ott kedvező élettani hatásukat kifejteni anélkül, hogy a bőr felszínén a hám túlmelegedne és égési sérüléseket szenvedne, felszíni hőmérséklete csak 40–43 °C-os lesz.

A készülék használata:

1. Tisztítsa meg a kezelendő bőrfelületet.
2. A készülék be- és kikapcsolása a Mode gomb megnyomásával történik. Az ultrahang funkció automatikusan az 1-es fokozaton kapcsol be.
3. A LEVEL gomb megnyomásával állíthatja be a fokozatot 1-től 3-ig. Ajánlott kezelési idő 5 perc.
4. A Mode gomb ismételt megnyomásával a rádiófrekvencia funkció kapcsol be, 1-es fokozaton. További fokozat a LEVEL gomb megnyomásával állítható be. Ajánlott kezelési idő 5 perc.
5. Használat közben a készüléket alulról felfelé, ill. belülről kifelé lassan mozgassa a hatóanyagok és a kontakt gél alkalmazásával együtt az alábbiak szerint:
 - az állkapocstól a fül felé
 - az állcsúcstól a szájat megkerülve az orr felé
 - az orrtól a fül felső része felé
 - a szem alatt a fül felső része felé
 - a szemöldöktől a homlokra felfelé a hajtó irányába
 - a nyak alsó részétől az állkapocs felé, elkerülve a torok környékét
6. A készülék 10 perc után automatikusan kikapcsol.
7. Heti háromnál több alkalommal nem ajánlott a készülék használata.



Figyelmeztetések:

- rendeltetésszerűen használja a készüléket
- a készülék ne legyen hálózati áramhoz csatlakoztatva használaton kívül
- ne törje meg a hálózati kábelt
- csak a készülék töltőjét használja, ne használjon hosszabbítót
- tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól (pl. spray)
- nedves kézzel soha ne használja a készüléket
- ne használja és ne tárolja a készüléket nedves, nagy páratartalmú helyiségben
- soha ne merítse víz alá a gépet
- csak a teljesen száraz készüléket csatlakoztassa hálózati áramforráshoz
- amennyiben a készülék burkolata megrepedt, ne használja tovább
- kizárólag eszközfertőtlenítőt használjon a kezelőfej tisztításához
- kövesse a használati utasításban szereplő használati módot.



A készülék tisztítása:

Puha, száraz ronggyal törölje le a készülék külső borítását. Makacs szennyeződések eltávolításához nedvesítsen meg egy puha rongyot enyhe mosószeres oldattal, csavarja ki jól, majd törölje le a szennyeződést. Ne használjon illó folyadékokat, mint például benzint vagy hígító, melyek károsak a készülékekre.

Műszaki adatok: Bemeneti 100-240V 50/60Hz, Kimeneti 12V 500mA, Teljesítmény 3W

Forgalmazza: **ELKON cosmetic Kft.**

H-2143 Kistarcsa, Szabadság út 54.

Web: www.elkon.hu

Email: elkon@elkon.hu

Tel: [+36-28-472129](tel:+3628472129)

Mobil: [+36-70-9492198](tel:+36709492198)